

# Duo-Umlagerungs-Auflage mit hoch gleitfähigem Untermaterial



Artikelnummer KHD2 (Abbildung mit Standard-Kopfkissen Artikelnummer KH008 K)

Unterseite der oberen Auflage mit hoch gleitfähigem Material

## Test-Patient 98 kg



Nur eine Person zieht den Patienten mühelos und absolut kraft- und rückschonend auf den Röntgentisch oder die Transportliege.

## Test-Patientin 65 kg



Dank des hoch gleitfähigen Untermaterials der oberen Auflage ist die Umlagerung im wahrsten Sinne des Wortes „kinderleicht“!

# Duo-Umlagerungs-Auflage

mit hoch gleitfähigem Untermaterial  
für CT und MRT



Artikelnummer KHD6 (Abbildung mit Standard-Kopfkissen Artikelnummer KH008 K)

Aussparungen im Kopfbereich ermöglichen das Einführen der oberen Auflage in die CT-Kopfmulde



Der Patient wird erst auf den CT-Tisch umgelagert, dann leicht und mühelos in die Kopffixierung gezogen – das hoch gleitfähige Untermaterial macht's möglich!